



Efficiente

Il generatore di vapore istantaneo e il ciclo di asciugatura ottimizzato garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficiente, che limita i consumi di acqua ed energia in funzione del carico.



Connessa

Scegli tra 2 diverse tipologie di stampanti opzionali: una stampante interna a carta termica e una interna per etichette adesive. Entrambe sono installabili on board in pochi e semplici passaggi.



Ergonomica

La camera da 18 litri e il portatray con 5 vassoi inclusi, sono pensati per ridurre al minimo gli ingombri e semplificare il lavoro degli operatori.



SD Card

È inclusa l'SD Card, che consente l'esportazione dei dati sul PC.



E6

Efficiente e affidabile, la sterilizzazione per tutti

Art. *****

Listino € 4.500,00

OFFERTA € 3.150,00

Semplicità d'utilizzo, performance e accessibilità:

E6 offre il giusto equilibrio tra innovazione ed ergonomia, potenza e consumi, personalizzazione e usabilità. Il display soft touch a colori offre la possibilità di selezionare 5 diversi cicli di tipo B e, previo l'inserimento di una password, utilizzare 2 cicli di tipo S e N. La funzione E-Timer permette di programmare test e cicli. La SD card rende i dati della sterilizzazione facilmente disponibili su PC, grazie al software E-Data. È inoltre possibile installare in qualsiasi momento 2 diversi tipi di Print set opzionali. Sistema di controllo e funzioni all'avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo: l'Inspection® System consente una pulizia facile e frequente; il Dirt Control System separa i flussi di acqua pulita e sporca e permette allo sporco di defluire agevolmente dal circuito idraulico; il conducimetro monitora costantemente la qualità dell'acqua; il separatore aria-acqua ottimizza il funzionamento della pompa.

Accessori inclusi



Starter kit incluso di porta tray e 5 tray



Classificazione

Dispositivo Medico
Classe IIb



Dimensioni

46 x 45,5 x 61 cm (lxhxp)



Peso

48 kg (macchina vuota
con cestello e vassoi)



Capacità camera

18 L



Tensione di alimentazione

230 V | 50/60 Hz

Potenza assorbita

2300 W



Consumo d'acqua

0,3 L



Connettività

Inclusi:

- SD card



CE Ref

SSU\E24L2018

Optional: Print set



Print set 1

E6

Kit per stampante interna a carta termica. Per chi vuole accedere alla registrazione del ciclo su carta, conservando le registrazioni. La stampante viene installata on board nel frontale della macchina in pochi e semplici passaggi.

Art. *****

Listino € 300,00

OFFERTA € 210,00



Print set 2

E6

Kit per stampante interna di etichette adesive. Permette di etichettare le buste sterilizzate con la massima semplicità e sicurezza. Il Print set 2 offre la possibilità di stampare i dati o in alternativa il codice a barre. La stampante viene installata on board nel frontale della macchina in pochi e semplici passaggi.

Art. *****

Listino € 510,00

OFFERTA € 360,00

