

Eurosafe Smart

Pulizia automatica, a misura di clinica



Vasca multifunzione da banco, ideale per cliniche che desiderano ottimizzare e automatizzare il processo di detersione e disinfezione dello strumentario.

Eurosafe Smart lava, risciacqua e asciuga gli strumenti in un unico veloce processo automatizzato, ripetibile e tracciabile. Inoltre, utilizzato in sinergia con il disinfettante e detergente pluri-enzimatico Sanifizer Automatic, combina l'efficacia del lavaggio ad ultrasuoni alla detersione e disinfezione del carico, nel pieno rispetto dei materiali.

Consente di scegliere tra tre programmi preimpostati e sei programmi di lavaggio ad ultrasuoni, oltre alla possibilità di personalizzare alcuni parametri del ciclo.

Dotata di un sistema a cartuccia intercambiabile per la ricarica di Sanifizer Automatic, posizionato nel pratico vano salvaspazio frontale, che assicura praticità di utilizzo e sicurezza per l'operatore. Il dosatore antispreco preleva automaticamente il liquido in funzione del programma e del carico, mentre l'addolcitore integrato monitora la corretta rigenerazione delle resine, avvisando in caso di mancanza del sale.

Al termine di ogni ciclo, la vasca multifunzione crea un file che può essere trasferito su PC tramite USB, che riporta tutti i dati del processo (esito, durata, quantità di detergente, operatore). Inoltre, è possibile trasferire i dati tramite collegamento Ethernet e gestirli mediante il software E-Data e E-Memory.

Accessori in dotazione:

USB, sale rigenerante (1 kg), cestello, vassoio.



Classificazione

Dispositivo Medico
Classe I



Dimensioni

46 x 45,5 x 61 cm (lxhxp)



Peso

45 kg



Capacità camera

10 L



Tensione di alimentazione

230 V / 50 Hz

Potenza assorbita

2300 W



Connettività

Inclusi: USB e Ethernet



CE Ref

UWU\M10L2024

 **MEDIA MEDIKA**

PODOPIU
MEDICAL SOLUTIONS



Ottimizzato

Grazie alla camera di lavaggio da 10 litri può ospitare fino a un carico completo di un'autoclave da 24 litri. Il cestello e il vassoio, entrambi in dotazione, sono posizionabili l'uno sopra l'altro per sfruttare al meglio lo spazio all'interno della vasca. Il tutto in un dispositivo da banco che permette di massimizzare l'operatività riducendo al minimo l'ingombro esterno.



User-friendly

Il display touch screen da 4,3" offre un'interfaccia semplice ed intuitiva che consente l'avvio dei cicli in pochi clic. Permette inoltre di scegliere tra tre programmi preimpostati (standard, intensivo, mezzo carico) e sei per la pulizia ad ultrasuoni, con la possibilità di personalizzare durata, temperatura e asciugatura di ogni ciclo in base alle esigenze.



Tracciabile

Il sistema di tracciabilità digitale consente di monitorare facilmente tutti i cicli eseguiti e salvare i risultati su USB o trasferirli su PC tramite connessione Ethernet. È possibile inoltre abilitare fino a 20 utenti, previo inserimento di una password.



Tutto in uno

Compie in un unico ciclo prelavaggio, lavaggio e asciugatura, eliminando la necessità della pulizia manuale, garantendo risultati più efficaci in minor tempo e con minori rischi per l'operatore. L'asciugatura ad aria calda forzata garantisce inoltre la completa eliminazione dei depositi d'acqua.





MEDIA MEDIKA

PODOPIU
MEDICAL SOLUTIONS

Via Roccagorga, 23, 00179 Roma, RM
Tel. 06 78 22 386 Fax 06 78 42 799
commerciale@podopiu.it
www.podopiu.com